

Oticon CROS compatibilité



	Oticon CROS miniRITE T	Oticon CROS PX miniRITE R
Oticon Intent 1***: miniRITE	•	•
Oticon Intent 2***: miniRITE	•	•
Oticon Intent 3***: miniRITE	•	•
Oticon Intent 4***: miniRITE	•	•
Oticon Real 1***: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon Real 2***: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon Real 3***: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon More 1*: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon More 2*: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon More 3*: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon Zircon 1*: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon Zircon 2*: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon Own 1: IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS	-	-
Oticon Own 2: IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS	-	-
Oticon Own 3: IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS	-	-
Oticon Own 4: IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS	-	-
Oticon Own 5: IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS	-	-
Oticon Opn S 1**: miniRITE, miniRITE T, miniRITE R, BTE PP	•	•
Oticon Opn S 2**: miniRITE, miniRITE T, miniRITE R, BTE PP	•	•
Oticon Opn S 3: miniRITE, miniRITE T, miniRITE R, BTE PP	-	-
Oticon Xceed 1**: BTE SP, BTE UP	•	•
Oticon Xceed 2**: BTE SP, BTE UP	•	•
Oticon Xceed 3**: BTE SP, BTE UP	•	•
Oticon Ruby 1***: miniRITE, miniRITE T, miniRITE R, BTE, BTE PP	•	•
Oticon Play PX 1*: miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R, miniBTE T	•	•
Oticon Opn Play 1**: miniRITE, miniRITE T, miniRITE R, BTE PP	•	•
Oticon Xceed Play 1**: BTE SP, BTE UP	•	•

* Firmware 1.1.0 et au-delà

** Firmware 8.0 et au-delà

*** Firmware 1.0 et au-delà

Life-changing technology signifie
Des technologies qui changent la vie.

oticon
life-changing technology